



Автоматизированная система мониторинга
артериального давления у животных-компаньонов

SunTech[®] Vet20[™]


BP MONITOR

Надежная система для мониторинга АД у животных: быстро, просто, бесшумно



#	Sys	Dia	HR	MAP	Animal
10	122	80	110	94	Large
9	118	79	85	95	Large
8	Air leak in hose				
7	119	80	95	94	Large
6	120	77	100	95	Small

Сохранение до 50 наборов данных




+ Нечувствительная к движениям пациента технология позволяет снизить частоту неверных показаний

+ Алгоритм измерения артериального давления для конкретных видов животных

Новое переносное устройство **SunTech® Vet20™** позволяет быстро, просто и надежно измерить АД у бодрствующих животных-компаньонов, что упрощает диагностику для ветеринарных врачей и специалистов. Устройство *SunTech Vet20*, в основе действия которого лежит проверенная технология измерения АД *Advantage™ VET* компании *SunTech*, быстро выполняет нечувствительные к движениям пациентов осциллометрические измерения АД, позволяя получить более точные результаты при более высоком показателе эффективности, чем при использовании других устройств. Пользователи могут начать использовать устройство сразу же, поскольку интуитивный интерфейс с сенсорным экраном обладает всем необходимым для считывания и анализа данных по АД; подготовка персонала минимальна или не требуется вообще. Звуковые сигналы можно отключить, чтобы не испугать животное, а сохраненные результаты измерения всегда остаются в памяти при выключении устройства.

+ Характеристики и преимущества + Описание

Надежность:	Нечувствительная к движениям технология компании SunTech позволяет устройству SunTech Vet20 измерять АД эффективнее, чем другие устройства.
Простота в использовании:	Интуитивный интерфейс с сенсорным экраном обладает всем необходимым для считывания и анализа данных по АД; подготовка персонала минимальна или не требуется вообще.
Точность:	Алгоритм измерения АД был специально создан для животных-компаньонов экспертами ведущей ветеринарной школы.
Бесшумность:	Устройство бесшумно измеряет АД, а звуковые сигналы можно отключить, чтобы не напугать животное.
Быстрота:	Измерения выполняются быстрее, чем при использовании устройств-конкурентов. Измерение при помощи доплера длится 10 минут!
Мобильность:	Устройство на батарейках легко переносить из одного кабинета в другой.



Разработано для применения на бодрствующих животных

И это еще не все...

Благодаря **усовершенствованной системе памяти** SunTech Vet20 данные сохраняются при любом выключении прибора. Пользователи также могут выбрать отдельные результаты из памяти устройства и **автоматически рассчитать среднее значение АД**.

+ Характеристики

+ Описание

+ Манжеты

Сист. АД:	40 - 265 мм рт.ст.	#1 3-6 см
Диаст. АД САД:	20 - 200 мм рт.ст.	#2 4-8 см
	27 - 222 мм рт.ст.	#3 6-11 см
ЧСС:	25 - 300 уд./мин.	#4 7-13 см
Вес устройства:	1,3 фунта (с батарейками)	#5 8-15 см
	590 г (с батарейками) 6,25 x	#6 12-19 см
Размеры:	5 x 5,25 дюймов	#7 17-25 см
	15,9 x 12,7 x 13,3 см	
Гарантия:	2 года на систему мониторинга	

Благодаря более мягким, не содержащим латекс материалам и закругленным углам манжета очень удобна. Манжеты для измерения АД SunTech Medical имеют цветовой код для быстрого подбора нужного размера, а индикаторы диапазона обеспечивают точный подбор манжеты по размеру и подгонку.